

BLACKROLL®
THE HEALTHSTYLE COMPANY



BOOSTER

THE NEXT GENERATION BLACKROLL®

INHALT

DIE NÄCHSTE GENERATION BLACKROLL®	SEITE 4 - 5
DER BLACKROLL® BOOSTER ALS TRAININGSPARTNER	SEITE 6 - 7
UPGRADE FÜR DIE ROLLE	SEITE 8 - 9
ROLLTECHNIKEN	SEITE 10 - 11
DER BOOSTER HEAD	SEITE 12 - 16
EXPERTENMEINUNG	SEITE 17
ANWENDUNGSBEREICHE	SEITE 18 - 19
KONTRAINDIKATIONEN	SEITE 20 - 21
ÜBUNGEN	SEITE 22 - 27
GEBRAUCHSANWEISUNG	SEITE 28 - 32
WEITERE BLACKROLL® PRODUKTE	SEITE 34 - 35



DER BLACKROLL® BOOSTER

DIE NÄCHSTE GENERATION BLACKROLL®

ALS STAND-ALONE GERÄT

- Funktionelles Vibrationstraining.
- Kräftigung der Tiefenmuskulatur.



IN KOMBINATION MIT DEM BOOSTER HEAD AUFSATZ

- Neue Einsatzmöglichkeiten durch intelligente Aufsätze.
- Verschiedene Härtegrade, Formen & Positionierungen zum Lösen von Verspannungen.



3X

3 VERSCHIEDENE
ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

IN KOMBINATION MIT
JEDER 30 CM BLACKROLL®

- Perfekte Kombination von
Massage & Vibration.
- Ideal zur Aktivierung &
Regeneration.



DRUCK & VIBRATION



1. DER BLACKROLL® BOOSTER

TRAININGSPARTNER MIT VIBRATION

VIBRATION

- Spezielle Art der Vibration in Form von oszillierender Schwingung mit Tiefenwirkung.

HOHER KOMFORT

- Stufenlose Intensitätsregelung in maximalem Frequenzbereich (12 – 56 Hz).
- Sehr einfache Bedienung.

HOCHWERTIG

- Entwickelt und produziert in Deutschland – ISO und TÜV zertifiziert.
- Lithium-Ionen-Akku, Micro-USB-Port (passend für USB-Ladegeräte).





WISSENSCHAFTLICH FUNDIERT

- Orientiert an den Ergebnissen der Faszienforschung.



MADE IN GERMANY

- Nachhaltig und energieeffizient produziert.



ANERKANNT

- BLACKROLL® ist Gewinner des Physio Award (Ausgezeichneter Nutzwert für die Anwender).



EMPFOHLEN

- Von Profiathleten und Breitensportlern empfohlen.



2. UPGRADE FÜR DIE ROLLE

PERFEKTE KOMBINATION VON MASSAGE UND VIBRATION



FÜR JEDEN ZWECK UND GESCHMACK

- Als vibrierender Kern für jede 30 cm Rolle in allen Härtegraden und Oberflächen.

ROLLEN MIT VIBRATION

- Optimale Kombination von Massage und Vibration.
- Effektivere Wirkung des Rollens durch tiefenwirksame Schwingungen.

BREITES WIRKUNGSSPEKTRUM

- Niedrige Frequenzen zur schnelleren Regeneration und Detonisierung nach dem Sport.
- Hohe Frequenzen als Aktivierung vor dem Sport.



BOOSTER in eine BLACKROLL® (30cm) schieben.

1.



2.

BOOSTER ausrichten und Abdeckung mit Schriftzug an der Gegenseite fest anschrauben.

3.

BOOSTER einschalten und neue Qualität der faszialen Selbstmassage erleben.



ROLLTECHNIKEN



DRUCK & VIBRATION

Bei „Druck & Vibration“ werden zwei unterschiedliche Ansätze vereint:

1. Detonisierung der Muskulatur.
2. Stoffwechselaktivierung durch Vibration.

Die neuartige Vibra Motion Technology des BLACKROLL® BOOSTERs ist vielseitig in verschiedensten Rolltechniken einsetzbar und kann zu beeindruckenden Erfolgen verhelfen.



LÄNGSMASSAGE

Muskeln und Bindegewebe werden über die Rolle vor und zurück bewegt. Mit dieser Längsbewegung werden die Muskeln entlang ihres natürlichen Verlaufs massiert. Diese Technik eignet sich besonders zum Aufwärmen und zur Regeneration.



QUERMASSEGE

Die Querfraktion stimuliert die Muskeln quer ihres Faserverlaufs und hilft insbesondere vorgeschädigtem und schmerzhaftem Gewebe. Sie steigert die Durchblutung, löst Verklebungen und regt das Bindegewebe dazu an, neue längsverlaufende Fasern zu bilden.



KOMPRESSION

Übe gezielten Druck auf einen Hotspot aus. Dabei gilt, je kleiner/schmäler die Rolle, desto intensiver und punktueller wirkt die Massage (SLIM wirkt also intensiver als die STANDARD). Durch den gleichförmigen Druck kommt es zu vermehrter Stoffwechselaktivität, sobald die Kompression aufgelöst wird, wobei man von einer Art „Reset“ sprechen kann.



DRUCK & DREHUNG

Eine Erweiterung der Kompressionstechnik. Hierbei wird unter Kompression des Hotspots noch eine Dehnung des betroffenen Muskels durchgeführt.



DRUCK & MOBILISIERUNG

Eine der effektivsten Techniken. Hierbei wird zunächst der Hotspot z.B. an der Wade fixiert und komprimiert. Im zweiten Schritt werden dann kreisende Bewegungen mit dem Fuß durchgeführt. Dadurch erfolgt eine dreidimensionale Bindegewebsmassage am und um den Hotspot.

3. DER BOOSTER HEAD

NEUE EINSATZMÖGLICHKEITEN DURCH INTELLIGENTE AUFSÄTZE

VIELFÄLTIGE ANWENDUNG

- 4 verschiedene Aufsätze und 3 unterschiedliche Winkel erlauben vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Intensität.
- Punktuelle Vibrationsmassage zum Lösen von Verspannungen.
- Flächige Shearing-Massage zur Lockerung verklebter Strukturen.

BREITER EINSATZBEREICH

- Für therapeutische Anwendungen in der Sportmedizin und Physiotherapie sowie zur Selbsttherapie zu Hause.
- Erholung und allgemeine körperliche Rehabilitation.



DIE CLEVERE ERWEITERUNG

GEZIELTE BEHANDLUNG VON
SCHMERZPUNKTEN UND
BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNGEN.



MASSAGEHAKEN

○ Flächige Vibrationsmassage.

KOPFSTÜCK

**GEWINDEADAPTER FÜR
DRUCKPUNKTAUFSÄTZE**

**3X DRUCKPUNKTAUFSATZ VON
UNTERSCHIEDLICHER HÄRTE**

○ Punktuelle Vibrationsmassage.

3. DER BOOSTER HEAD

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN


Die Intensitätssteuerung des BOOSTER HEADS kann über folgende Techniken und Faktoren bestimmt werden:

- a. FREQUENZSTÄRKE
- b. UNTERSCHIEDLICHE AUFSÄTZE
- c. POSITIONIERUNG DER AUFSÄTZE (0°/45°/90°)

a. FREQUENZSTÄRKE

- Vibra Motion Technologie – oszillierende Schwingung mit Tiefenwirkung.
- Breites und exakt ansteuerbares Vibrationsspektrum – Frequenzbereich von 12 – 56 Hz.

Durch die tiefenwirksame Schwingung können die Schmerzrezeptoren irritiert werden. Das kann zu einer Verringerung des Schmerzempfindens führen. Die Durchblutung der Muskulatur wird angeregt und damit die Regeneration gefördert.



Frequenzbereich des BLACKROLL® BOOSTERS:
Die grünen LED-Lichter zeigen die Intensität der Vibration an.

b. UNTERSCHIEDLICHE AUFSÄTZE

DRUCKPUNKTAUFSÄTZE FÜR DIE PUNKTUELLE TIEFENMASSAGE

Die Druckpunktaufsätze in unterschiedlichen Härtegraden ermöglichen eine punktuelle und tiefenwirksame Behandlung von Schmerzpunkten mit unterschiedlicher Intensität.

Je nach Zielsetzung und persönlichem Schmerzempfinden können die unterschiedlichen Druckpunktaufsätze für eine intensivere oder weniger intensive punktuelle Vibrations-Druck-Massage eingesetzt werden.



MASSAGEHAKEN FÜR SHEARING-THERAPIE


Der Massagehaken eignet sich durch die längere Auflagefläche und die Kanten als Shearing-Tool.

Diese Hakenform dient der flächigen Anwendung mit der Shearing-Technik. Mit dieser Technik kann das Gewebe optimal stimuliert und die Gewebssteifigkeit positiv beeinflusst werden. Auch die Durchblutung wird optimal angeregt und die Nervenenden stimuliert.



c. POSITIONIERUNG DER AUFSÄTZE

- 0 Grad: Reine Crossfraktion in die Tiefe.
- 45 Grad: Kombination aus beidem, sowie optimale Position des Hakens für die Shearing-Massagetechnik.
- 90 Grad: Hämmernd.



EXPERTENMEINUNG



MARKUS ROSSMANN

Rolfer, Sportlehrer, Faszienexperte

„Ich habe nicht gedacht, dass man den BLACKROLL® BOOSTER noch interessanter machen kann, aber mit dem BLACKROLL® HEAD ist das wirklich gelungen. Ich finde beides Klasse! Die Vibration während des Rollens verbessert die Resultate und mit dem BLACKROLL® BOOSTER HEAD kann ich die Schwingungen jetzt auch ganz gezielt an bestimmten Körperregionen einsetzen.“

DR. SABINE BLEUEL

Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, FDM-Instruktorin

„Der BLACKROLL® BOOSTER HEAD bietet eine tolle Ergänzung zur gezielten Behandlung von myofaszialen Hot Spots und Verklebungen. Da die Schwingungsfrequenz des BOOSTERS auf 12-56 HZ eingestellt werden kann, werden die unterschiedlichen Rezeptoren im Gewebe angesprochen. Dadurch kann sich das Gewebe reflektorisch entspannen. Auch der Nährstofftransport und die Elastizität kann durch eine punktuelle oder flächige Massage mit Vibration gesteigert werden.“



ANWENDUNGSBEREICHE

ES LASSEN SICH ZWEI BEHANDLUNGSMETHODEN UNTERSCHIEDEN:

- Selbstbehandlung.
- Behandlung durch einen Therapeuten/Partner/Trainer.


Die Behandlungen können sowohl präventiv eingesetzt werden, als auch rehabilitativ zur Lockerung von Hotspots und Triggerbändern.

Der leistungsstarke BOOSTER in Kombination mit dem BOOSTER HEAD eröffnet dem Therapeuten neue Möglichkeiten in der täglichen Anwendung. Der hochwertige Lithium-Ionen-Akku erlaubt netzunabhängige Behandlungszeiten von bis zu 2 Stunden. Damit ist er ein zuverlässiger Begleiter auch außerhalb der Praxisräume.

FOLGENDE THERAPIEMETHODEN WERDEN EMPFOHLEN:

- Vibrationsmassage mit Akupressur durch punktuelle Bearbeitung der Hotspots mit den Druckpunktaufsetzern. Dabei wird auf definierte Akupressurpunkte mit den BOOSTER Aufsätzen Druck ausgeübt.
- Vibrationsmassage mit flächiger Shearing-Methode durch Anwendung des Massagehakens für flächige Gewebebehandlung und Stimulation.

TYPISCHE SCHMERZPUNKTE UND IHRE BEHANDLUNG



KOPFSCHMERZEN & NACKENVERSANNUNGEN

- ① Brust
- ② Nacken seitlich
- ③ Schulterblatt
- ④ Nacken am Schädelknochen

SCHULTERSCHMERZEN

- ① Brust
- ③ Schulterblatt
- ⑤ Schulter
- ⑥ Oberarm

HÜFT- UND KNIESCHMERZEN

- ⑦ Oberhalb Beckenkamm
- ⑧ Gesäß (Priformis)
- ⑨ Hüftbeuger
- ⑩ Oberschenkel

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht an empfindlichen Stellen und in Organnähe verwenden.
- Bei Schmerzen oder anderen Kontraindikationen die Anwendung sofort abbrechen und einen Arzt konsultieren.
- Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie jegliche Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres müssen bei Benutzung beaufsichtigt werden.
- Nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen ohne Rücksprache mit dem Arzt verwenden.
- Bei allen Anwendungen im Bereich des Kopfes, Nackens sowie des oberen Rückens gilt eine vorsichtige und gezielte Anwendung mit der Vibration.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Flüssigkeiten von den Lüftungsschlitzen und den Bedientasten fernhalten.
- Das Gerät von Wärmequellen, Kindern und Haustieren fernhalten.
- Das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.
- Sollte dennoch Feuchtigkeit in das Gerät eindringen, das Gerät sofort ausschalten und gegebenenfalls den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Keine Schrauben entfernen und nicht versuchen das Gerät auseinander zu bauen.
- Das Gerät nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben.
- Bei Zweckentfremdung entfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Nicht bei Diabetes anwenden.

KONTRAINDIKATIONEN



Grundsätzlich gibt es harte Indikationen, welche die Anwendung mit dem Gerät ausschließen sowie Kontraindikationen, bei denen individuell entschieden werden muss, ob eine Anwendung erfolgen kann bzw. darf. Sollten einer oder mehrere dieser Punkte auf dich zutreffen, halte bitte zunächst unbedingt Rücksprache mit deinem behandelnden Arzt:

- Rötung
- Schwellung
- Akuter Schmerz
- Osteoporose
- Bandscheibenschäden
- Einnahme von gerinnungshemmenden (blutverdünnenden) Medikamenten
- Offene, entzündete oder infizierte Hautoberflächen
- Frische Frakturen
- Verstärkte Blutungsneigung, Neigung zu Hämatombildung (Bildung von Blutergüssen)
- Embolieneigung
- Herzschrittmacher (HSM, engl. Pacemaker, PM)
- Direkter Knochen- oder Augenkontakt
- Fibromyalgie
- Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
- Gelenkersatz
- Tumorerkrankungen
- Schwangerschaft

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Gerät wird auf eigenes Risiko für Übungen verwendet. Empfohlen wird, sich von einem Physiotherapeuten, Manualtherapeuten, Masseur oder Facharzt beraten zu lassen, wenn stärkere Schmerzen vor oder nach der Selbstmassage oder wiederkehrende Verletzungen auftreten.

ÜBUNGEN FÜR DEN BOOSTER ALS STAND-ALONE TRAININGSGERÄT




TIEFER HOCKSITZ

Schalte die Vibration mit hoher Frequenz (3-6 Lichter) ein und greife den BOOSTER an den äußeren Enden. Hebe die Arme nahezu gestreckt über den Kopf. Lass die Schultern unten.

AUSFÜHRUNG

Gehe in die tiefe Hocke und halte diese Position für 30 sek.



SEITLICHER AUSFALLSCHRITT

Schalte die Vibration mit hoher Frequenz (3-6 Lichter) ein und greife den BOOSTER an den äußeren Enden. Hebe die Arme auf Brusthöhe an.

AUSFÜHRUNG

Mache einen großen Schritt nach rechts und beuge das rechte Bein, das linke bleibt gestreckt. Halte diese Position für 30 sek. Komme zurück zur Mitte und wechsele die Seite.




AUSFALLSCHRITT STATISCH

Schalte die Vibration mit hoher Frequenz (3-6 Lichter) ein und greife den BOOSTER an den äußeren Enden. Hebe die Arme auf Brusthöhe an.

AUSFÜHRUNG

Mache einen großen Schritt nach vorne und bringe das hintere Knie Richtung Boden. Halte diese Position für 30 sek. Komme zurück und wechsele die Seite.




SEITBEUGE


Starte im breiten Stand. Schalte die Vibration mit hoher Frequenz (3-6 Lichter) ein und greife den BOOSTER mittig mit einer Hand.

AUSFÜHRUNG

Beuge dich zur Seite, stütze dich mit dem freien Arm auf dem Knie ab und bring den Arm mit BOOSTER über den Kopf zur Seite. Halte diese Position für 30 sek. und wechsele dann die Seite.



ÜBUNGEN FÜR DEN BOOSTER MIT FASZIENROLLE




OBERSCHENKEL AUSSENSEITE

Schraube den BOOSTER in die Rolle und schalte die Vibration ein. Lege dich seitlich auf die Rolle und stütze dich mit den Händen und dem oberen Bein ab.

AUSFÜHRUNG

Schiebe dich mit Hilfe des oberen Beines langsam vor und zurück über die Rolle. Behandle durch Drehung des unteren Beines alle Bereiche und verweile etwa 15 sek auf schmerzenden Punkten.



RÜCKEN

Schraube den BOOSTER in die Rolle und schalte die Vibration ein. Lege dich mit dem Rücken auf die Rolle und stelle die Beine an.

AUSFÜHRUNG

Verschranke die Hände hinter dem Kopf und schiebe dich mit den Beinen vom Becken bis zu den Schulterblättern über die Rolle. Verweile etwa 15 sek auf Schmerzpunkten.




WADE

Schraube den BOOSTER in die Rolle und schalte die Vibration ein. Setze dich auf den Boden und lege eine Wade auf der Rolle ab.

AUSFÜHRUNG

Hebe das Gesäß an und schiebe dich langsam vor und zurück über die Rolle. Behandle durch Drehung des Beines die gesamte Wade. Verweile etwa 15 sek auf Schmerzpunkten.



OBERSCHENKEL VORDERSEITE


Schraube den BOOSTER in die Rolle und schalte die Vibration ein. Lege dich in Bauchlage mit den Oberschenkeln auf die Rolle und stütze dich mit den Ellbogen ab.

AUSFÜHRUNG

Schiebe dich langsam vor und zurück über die Rolle. Behandle durch Drehung der Beine die gesamte Oberschenkel Vorderseite. Verweile etwa 15 sek auf Schmerzpunkten.



ÜBUNGEN FÜR DEN BOOSTER MIT BOOSTER HEAD



ANSATZ OBERSCHENKEL

Setze dich und schalte die Vibration mit niedriger Frequenz (1-3 Lichter) ein. Greife den BOOSTER am hinteren Ende mit einer Hand.

AUSFÜHRUNG

Setze den BOOSTER HEAD am Oberschenkel knapp über dem Knie an und massiere verhärtete Schmerzpunkte für je etwa 15 sek. Wandere so oberhalb des Knies entlang.



UNTERARM

Setze dich und schalte die Vibration mit niedriger Frequenz (1-3 Lichter) ein. Greife den BOOSTER am hinteren Ende mit einer Hand.

AUSFÜHRUNG

Setze den BOOSTER HEAD am Unterarm knapp unterhalb des Ellbogens an und massiere verhärtete Hotspots für je etwa 15 sek.




NACKEN


Schalte die Vibration mit niedriger Frequenz (1-3 Lichter) ein. Greife den BOOSTER am hinteren Ende mit einer Hand.

AUSFÜHRUNG

Setze den BOOSTER HEAD am Nacken, knapp unterhalb und hinter dem Ohr an. Massiere verhärtete Hotspots für je etwa 15 sek. Wandere entlang des Nackens nach unten.



Weitere Übungen findest du in unserer kostenlosen BLACKROLL® APP
blackroll.com/app



GEBRAUCHSANWEISUNG Bitte vor dem Gebrauch lesen!

WAS MUSS ICH VOR INBETRIEBNAHME BEACHTEN?

- Alle Teile auf Beschädigungen überprüfen. KEINE BENUTZUNG des Gerätes bei Beschädigung. Nicht in Feuchträumen oder auf feuchtem Untergrund benutzen. Der Akku sollte geladen sein. Bei Verwendung in der Rolle sollte der BOOSTER fest in der Rolle sitzen.

WIE SCHRAUBE ICH DIE EINZELNEN AUFSÄTZE RICHTIG AUF?

- Zum Montieren der Aufsätze ist der Gewintheadapter notwendig. Die Aufsätze sind durch einen einfachen Dreh- bzw. Schraubmechanismus zu befestigen.

WIE SCHALTE ICH DAS GERÄT EIN?

- Lade deinen BOOSTER vor dem ersten Einschalten vollständig auf!
- Starte den BOOSTER, indem du die Tasten + und – gleichzeitig für mehrere Sekunden gedrückt hältst. Nach einer Sekunde zeigen die LEDs den Ladezustand an. Das Gerät startet nach etwa drei Sekunden und schaltet sich nach 10 Minuten automatisch wieder ab. Ist die Vibration weiterhin erwünscht, die beiden Tasten erneut betätigen.

WIE STELLE ICH DIE INTENSITÄT EIN?

- Über die Tasten + und – kann die Vibrationsintensität deines BOOSTERs reguliert werden. Die grünen LEDs zeigen den Intensitätsbereich an. Dabei können die Tasten schrittweise durch wiederholtes Drücken betätigt werden. Alternativ kannst du auch durch ein längeres Drücken einer Taste die Intensität steigern oder senken.

WIE HALTE ICH DAS GERÄT?

- Wenn die Aufsätze verwendet werden, kommt der BOOSTER ohne BLACKROLL® zum Einsatz. Wichtig dabei, den BOOSTER am hinteren Ende greifen, sodass der BOOSTER HEAD frei schwingt.



WIE KANN ICH DIE VIBRATION AUSSTELLEN?

- Drücke die + und – Taste gleichzeitig und die Vibration stoppt. Die Vibration darf nicht länger als 45 Minuten am Stück aktiv sein und muss nach Benutzung min. 30 Minuten ruhen.

WIE LADE ICH DEN AKKU?

- Darauf achten, dass die auf dem Ladegerät angegebene Netzspannung mit der des Stromnetzes übereinstimmt. Über das mitgelieferte Mikro-USB Ladekabel lässt sich das Gerät in ausgeschaltetem Zustand laden.
- Halte das Kabel und Netzteil vor Feuchtigkeit und Nässe, sowie Hitze fern. Bei Beschädigungen darf das Netzteil aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden.

LEUCHTSIGNALE DER LED GEBEN DEN LADEZUSTAND DES AKKUS AN:

- Einmal Blinken pro Sekunde 0 - 49%
- Zweimal Blinken pro Sekunde 50 - 78%
- Dreimal Blinken pro Sekunde 79 - 89%
- Permanentes Leuchten ab 90%
- Bei 100% stellt sich der Ladevorgang automatisch ab, LED leuchtet weiterhin.
- Durch Drücken einer Taste während des Ladevorgangs kann der Ladezustand außerdem über die 6 LED Leuchten angezeigt werden.

!! Vor der ersten Benutzung muss das Gerät komplett geladen werden !!

PFLEGE & REINIGUNG

BOOSTER

- Um Feuchtigkeit von dem Gerät zu entfernen, ein trockenes Tuch benutzen.
- Störungen, Ladeschwierigkeiten und/oder andere Funktionseinschränkungen dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Bei eigenmächtigem Handeln erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Reinigung darf nur nach Anleitung erfolgen, Kinder müssen beaufsichtigt werden.

BOOSTER HEAD

- Der BOOSTER HEAD ist hitzestabil und kann sowohl mit Wasser und einem milden seifenbasierten Reinigungsmittel wie auch mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

FASZIENROLLEN

- Alle BLACKROLL® Faszienrollen sind wasserunlöslich und einfach mit Wasser und Seife, oder mit Desinfektionsmittel zu reinigen und sterilisieren.

ENTSORGUNG DES BOOSTERS

Das Gerät enthält Elektronikkomponenten und einen Akku. Es darf also nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

TECHNOLOGIE & MATERIAL



BOOSTER

- Schwingender Kern aus Kunststoff bestehend.
- Vibra Motion Technologie: Oszillierende Schwingungen.
- Entwickelt und produziert in Deutschland – ISO und TÜV zertifiziert.
- Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001:2000.
- Lithium-Ionen-Akku, Ladung über Micro-USB-Port.
- Eingang Netzteil: 220-230 V 50/60 Hz.
- Ausgang Netzteil: 5 V 1000 mA.
- Max. Leistungsaufnahme: 45 W.
- Akku: 3x S1P = 11,1 V 2250 mAh.
- Ladezeit: 7 - 10 Stunden.
- Akkulaufzeit: ca. 2 Stunden auf höchster Stufe.

BOOSTER HEAD

1) BOOSTER Aufsatz + Gewintheadapter für Druckpunktaufsatz + Massagehaken:

Der BOOSTER Aufsatz, der Gewintheadapter sowie der Massagehaken sind aus formstabilem Kunststoff gefertigt, der sich durch seine Langlebigkeit und die ideale Kombination von Härte und Flexibilität auszeichnet.

2) Druckpunktaufsatz:

Die Druckpunktaufsätze sind aus Silikon Kautschuk in unterschiedlichen Härtegraden gefertigt. Der Härtegrad äußert sich jeweils durch die unterschiedliche Farbgebung in grün, grau oder schwarz. Das Material ist geruchlos, einfach zu reinigen und zu sterilisieren.

GEWÄHRLEISTUNG

Der Verkäufer gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher ist, gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Dauer von 2 Jahren vom Kauf der Sache an die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistungspflichten des Verkäufers sind zunächst auf die Nacherfüllung beschränkt, wobei es dem Verkäufer nach dessen Wahl freisteht, eine mangelfreie Sache zu liefern oder die mangelhafte Sache zu reparieren. Bei erfolgloser Nacherfüllung stehen dem Käufer die weiteren gesetzlichen Ansprüche zu. Der Verkäufer lehnt Gewährleistungsansprüche ab für Schäden, die durch Unfall, offensichtlich fehlerhafte Nutzung, Missbrauch oder unsachgemäßen Transport entstanden sind; die durch Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal eingetreten sind; die durch eine nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung entstandene Nutzung und Gebrauch eingetreten sind; die auf einen nicht sachgerechten Umgang mit der Kaufsache zurückzuführen sind.

Darüber hinaus sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenfalls unberührt bleibt die Haftung für Pflichtverletzungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung solcher Vertragspflichten haftet der Verkäufer nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

WERDE FIT MIT DER BLACKROLL® APP

In der App findest du individuelle Trainingspläne:

- zur Selbstmassage und Kräftigung.
- zur gezielten Behandlung von Schmerzpunkten oder für deine Lieblingssportart.
- mit unterschiedlichen Produkten.
- in dynamischen Bewegtbildern zum einfachen Nachmachen.
- sowie Videos + News zu relevanten Themen.

Die App ist zudem jederzeit auch offline verwendbar.



blackroll.com/app

KOSTENLOS



WEITERE BLACKROLL® PRODUKTE



MED




FLOW



MINI



DUOBALL 08 & 12



STANDARD



GROOVE



MINI FLOW



BALL 08 & 12



PRO



GROOVE PRO



TWISTER



BLOCK



RELEASEZER




GYMBALL



LOOP BAND



DEEP RELEASEZER



MAT



MULTI BAND



POSTURE



NEEDLEROLLER



SUPER BAND



Alle Informationen
sowie weitere
BLACKROLL®
Produkte findest
du auf unserer
Website unter
www.blackroll.com